

Glycerinmanometer - senkrecht

Glycerinmanometer senkrecht Ø 100mm, Edelstahl/Messing

Eco-Line

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas
Anschlussgewinde: G 1/2" *

Klasse: 1,0

Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C

Schutztart: IP 65

☞ Optional: ISO-Kalibrierschein (Werks-Kalibrierschein) nach DIN EN ISO 17025, VDI und Merkblatt DAkkS-DKD-MB-3 mit 5 Messpunkten.

✓ Vorteile: • alle Manometer sind mit einer demontierbaren Drosselblende ausgestattet um Druckstöße abzudämpfen
• besonders preiswert

Typ	Skalen- teilung	Anzeige- bereich
MS -1100 GLY CRE	0,02	für Vakuum -1/0 bar
MS -106100 GLY CRE	0,05	für Vakuum -1/+0,6 bar
MS -11,5100 GLY CRE	0,05	für Vakuum -1/+1,5 bar
MS -13100 GLY CRE	0,1	für Vakuum -1/+3 bar
MS -15100 GLY CRE	0,1	für Vakuum -1/+5 bar
MS -19100 GLY CRE	0,2	für Vakuum -1/+9 bar
MS -115100 GLY CRE	0,5	für Vakuum -1/+15 bar
MS 06100 GLY CRE	0,01	0/0,6 bar
MS 1100 GLY CRE	0,02	0/1 bar
MS 1,6100 GLY CRE	0,05	0/1,6 bar
MS 2,5100 GLY CRE	0,05	0/2,5 bar
MS 4100 GLY CRE	0,1	0/4 bar

Typ	Skalen- teilung	Anzeige- bereich
MS 6100 GLY CRE	0,1	0/6 bar
MS 10100 GLY CRE	0,2	0/10 bar
MS 16100 GLY CRE	0,5	0/16 bar
MS 25100 GLY CRE	0,5	0/25 bar
MS 40100 GLY CRE	1	0/40 bar
MS 60100 GLY CRE	1	0/60 bar
MS 100100 GLY CRE	2	0/100 bar
MS 160100 GLY CRE	5	0/160 bar
MS 250100 GLY CRE	5	0/250 bar
MS 400100 GLY CRE	10	0/400 bar
MS 600100 GLY CRE	10	0/600 bar
MS 1000100 GLY CRE	20	0/1000 bar

* mit Zentrierzapfen für Profildichtring

Gehäuse	Anschluss
	MS

Besonders preiswert!



Glycerinmanometer senkrecht Ø 100mm, Edelstahl/Messing - Robust

Klasse 1,0

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken \geq 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Polycarbonat

Anschlussgewinde: G 1/2" *

Klasse: 1,0

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Schutztart: IP 65

☞ Optional: ISO-Kalibrierschein (Werks-Kalibrierschein) nach DIN EN ISO 17025, VDI und Merkblatt DAkkS-DKD-MB-3 mit 5 Messpunkten.

Typ	Skalen- teilung	Anzeige- bereich
MS -1100 GLY CR	0,02	für Vakuum -1/0 bar
MS -106100 GLY CR	0,05	für Vakuum -1/+0,6 bar
MS -11,5100 GLY CR	0,05	für Vakuum -1/+1,5 bar
MS -13100 GLY CR	0,1	für Vakuum -1/+3 bar
MS -15100 GLY CR	0,1	für Vakuum -1/+5 bar
MS -19100 GLY CR	0,2	für Vakuum -1/+9 bar
MS -115100 GLY CR	0,5	für Vakuum -1/+15 bar
MS 06100 GLY CR	0,01	0/0,6 bar
MS 1100 GLY CR	0,02	0/1 bar
MS 1,6100 GLY CR	0,05	0/1,6 bar
MS 2,5100 GLY CR	0,05	0/2,5 bar
MS 4100 GLY CR	0,1	0/4 bar

Typ	Skalen- teilung	Anzeige- bereich
MS 6100 GLY CR	0,1	0/6 bar
MS 10100 GLY CR	0,2	0/10 bar
MS 16100 GLY CR	0,5	0/16 bar
MS 25100 GLY CR	0,5	0/25 bar
MS 40100 GLY CR	1	0/40 bar
MS 60100 GLY CR	1	0/60 bar
MS 100100 GLY CR	2	0/100 bar
MS 160100 GLY CR	5	0/160 bar
MS 250100 GLY CR	5	0/250 bar
MS 400100 GLY CR	10	0/400 bar
MS 600100 GLY CR	10	0/600 bar
MS 1000100 GLY CR	20	0/1000 bar

* mit Zentrierzapfen für Profildichtring

DNV-GL	Gehäuse	Anschluss
	MS	

WIKA Typ 213.53



Einbausätze für Glycerinmanometer-Robust finden Sie auf Seite 670.
Wir empfehlen die Einbausätze mit Manometern mit Anschluss hinten zu verwenden.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD